

ALTAN-Medical-Service - Zweifelsheimer Weg 19/b - 91448 Emskirchen



ALTAN-Medical-Service

Zweifelsheimer Weg 19/b
91448 Emskirchen
Tel.: +49 (0) 9101-9055530
Fax.: +49 (0) 9101-9055539
E-Mail: info@altan-medical.com
Internet: www.altan-medical.com
VAT-No. DE273938430

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir and Madam,

wir können Ihnen die angefragte Maschine - Zwischenverkauf/Irrtümer vorbehalten - unverbindlich wie folgt anbieten:
We can offer you the following requested machine(s) - subject to prior sale:

Anesthesia - Anesthesiology

Anästhesiegerät / Anesthesiology Equipment DRÄGER ZEUS SW 3.08

Baujahr / Year 2007 - Serial-No. ARYB-0021

Atemsystem mit APL-Ventil

2 DIVA Dosierungsmodule Sevoflurane - Desflurane

Drägersorb CLIC Austausch Atemkalk - verhindert Hautkontakt

Überwachungsmonitor Touchscreen DRÄGER Infinity C500

Dräger VentStar® Anaesthesia Breathing Circuits

Mit Geräteschwenkarm

Technische Daten / technical Details:

Gasdosierung / Gas delivery

Betriebsmodi Frischgasdosierung, Autodosierung mit insp. O₂-Regelung / Modes of operation Fresh-gas control, auto control with insp. O₂ control

Frischgasflow 0,25?18 l/min (Frischgasdosierung); 0?18 l/min (Autodosierung);

Geschlossene Betriebsart (Uptake) / Fresh-gas flow 0.25 ? 18 l/min (fresh-gas control); 0 ? 18 l/min (auto control); closed system mode (uptake)

O₂-Regelung 25?100 %; ORC-Funktion / O₂ control 21 ? 100 % (in fresh-gas control with AIR); Oxygen Ratio Controller

Tränergase N₂O und Luft / Carrier gases N₂O and Air

O₂-Flush > 35 l/min / O₂ flush > 35 l/min

O₂-Sicherheitsflow 0?12 l/min / O₂ safety flow 0 ? 12 l/min

Zusatz-O₂-Flowröhre 0?16 l/min (für Regionalanästhesie) / Auxiliary O₂ flow tube 0 ? 16 l/min (e.g. for regional anaesthesia)

Anästhesiemittel-Dosierung DIVA / Anaesthetic agent delivery DIVA (Direct Injection of Volatile Agents):

Betriebsmodus mit m2 DIVA-Modulen Frischgasdosierung, Autodosierung mit exp.

You are welcome to contact us by Messenger (WhatsApp-Telegram-Viber-Signal): +49(0)178-3648464

Visit our website for the latest used machinery: <https://altan-medical.com/machines-list>

Narkosemittelsteuerung ISO,SEV, DES / Mode of operation of DIVA modules Fresh-gas control, auto control with expiratory agent control (2 plug-in slots for ISO, SEV, DES)
Füllmenge 315 ml / Max. filling volume 315 ml
Dosierbereich: Frischgasdosierung ISO: 0?5 kPa; SEV: 0?8 kPa; DES: 0?18 kPa / Delivery range: Fresh-gas control (fresh-gas settings) ISO: 0 ? 5 kPa; SEV: 0 ? 8 kPa; DES: 0 ? 18 kPa
Dosierbereich: Autodosierung ISO: 0?2,5 kPa; SEV: 0?5 kPa;DES: 0?12 kPa / Delivery range: Auto control (expiratory agent settings) ISO: 0 ? 2.5 kPa; SEV: 0 ? 5 kPa; DES: 0 ? 12 kPa

Online-Video-Inspection by Skype-Video
We would be very pleased with your visit - more machines on Stock
Available Immediately - Can be inspect

Standort / Location: On Stock Emskirchen / Nürnberg

Price: 4500 Euro FCA Emskirchen/ Nürnberg

[View: Machine on Website](#)


You are welcome to contact us by Messenger (WhatsApp-Telegram-Viber-Signal): +49(0)178-3648464
Visit our website for the latest used machinery: <https://altan-medical.com/machines-list>

ALTAN-Medical-Service - Zweifelsheimer Weg 19/b - 91448 Emskirchen



ALTAN-Medical-Service

Zweifelsheimer Weg 19/b
91448 Emskirchen
Tel.: +49 (0) 9101-9055530
Fax.: +49 (0) 9101-9055539
E-Mail: [info\(at\)altan-medical.com](mailto:info(at)altan-medical.com)
Internet: www.altan-medical.com
VAT-No. DE273938430



You are welcome to contact us by Messenger (WhatsApp-Telegram-Viber-Signal): +49(0)178-3648464
Visit our website for the latest used machinery: <https://altan-medical.com/machines-list>