

ALTAN-Medical-Service - Zweifelsheimer Weg 19/b - 91448 Emskirchen



ALTAN-Medical-Service

Zweifelsheimer Weg 19/b
91448 Emskirchen
Tel.: +49 (0) 9101-9055530
Fax.: +49 (0) 9101-9055539
E-Mail: info@altan-medical.com
Internet: www.altan-medical.com
VAT-No. DE273938430

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir and Madam,

wir können Ihnen die angefragte Maschine - Zwischenverkauf/Irrtümer vorbehalten - unverbindlich wie folgt anbieten:
We can offer you the following requested machine(s) - subject to prior sale:

Anesthesia - Anesthesiology

Anästhesiegerät - Beatmungsgerät DRÄGER ZEUS SW 3.08

Year 2007 - Serial-No. ARYL-0009

Atemsystem mit APL-Ventil

2 DIVA Dosierungsmodule Sevoflurane - Desflurane

Drägersorb CLIC Austausch Atemkalk - verhindert Hautkontakt

Überwachungsmonitor Touchscreen DRÄGER Infinity C500

Dräger VentStar® Anaesthesia Breathing Circuits

Mit Geräteschwenkarm

Technische Daten:

Gasdosierung

Betriebsmodi Frischgasdosierung, Autodosierung mit insp. O₂-Regelung

Frischgasflow 0,25?18 l/min (Frischgasdosierung); 0?18 l/min (Autodosierung);

Geschlossene Betriebsart (Uptake)

O₂-Regelung 25?100 %; ORC-Funktion

Tränergase N₂O und Luft

O₂-Flush > 35 l/min

O₂-Sicherheitsflow 0?12 l/min

Zusatz-O₂-Flowröhre 0?16 l/min (für Regionalanästhesie)

Anästhesiemittel-Dosierung DIVA:

Betriebsmodus mit m2 DIVA-Modulen Frischgasdosierung, Autodosierung mit exp.

Narkosemittelsteuerung ISO,SEV, DES

Füllmenge 315 ml

You are welcome to contact us by Messenger (WhatsApp-Telegram-Viber-Signal): +49(0)178-3648464

Visit our website for the latest used machinery: <https://altan-medical.com/machines-list>

Dosierbereich: Frischgasdosierung ISO: 0?5 kPa; SEV: 0?8 kPa; DES: 0?18 kPa
Dosierbereich: Autodosierung ISO: 0?2,5 kPa; SEV: 0?5 kPa;DES: 0?12 kPa

Allgemein Technische Daten:

Datenaustausch USB

Serielle Schnittstelle 2 × RS232

Schnittstelle für IV-System Optionale Fernsteuerung von IV-Pumpen

Ethernet-Schnittstelle (1) Für Zugriff auf das Krankenhausnetzwerk, Netzwerkdrucker oder Ferninspektion

Ethernet-Schnittstelle (2) Für Zugriff auf Krankenhausnetzwerkdrucker oder für Ferninspektion

Ethernet-Schnittstelle (3) Infinity-Netzwerkverbindung

Spannungsversorgung 100?240 V, 45?65 Hz

Integrierte Notstromversorgung für mind. 30, max. 90 Minuten

Abmessungen (H × B × T) 165 × 110 × 70 cm

Gewicht 185 kg inkl. 2 DIVA-Module

Online-Video-Inspection by Skype-Video

We would be very pleased with your visit - more machines on Stock

Available Immediately - Can be inspect

Standort / Location: On Stock Emskirchen / Nürnberg

Price: On request Euro FCA Emskirchen/ Nürnberg

[View: Machine on Website](#)

You are welcome to contact us by Messenger (WhatsApp-Telegram-Viber-Signal): +49(0)178-3648464
Visit our website for the latest used machinery: <https://altan-medical.com/machines-list>

ALTAN-Medical-Service - Zweifelsheimer Weg 19/b - 91448 Emskirchen



ALTAN-Medical-Service

Zweifelsheimer Weg 19/b
91448 Emskirchen
Tel.: +49 (0) 9101-9055530
Fax.: +49 (0) 9101-9055539
E-Mail: [info\(at\)altan-medical.com](mailto:info(at)altan-medical.com)
Internet: www.altan-medical.com
VAT-No. DE273938430



You are welcome to contact us by Messenger (WhatsApp-Telegram-Viber-Signal): +49(0)178-3648464
Visit our website for the latest used machinery: <https://altan-medical.com/machines-list>