

ALTAN-Medical-Service - Zweifelsheimer Weg 19/b - 91448 Emskirchen



ALTAN-Medical-Service

Zweifelsheimer Weg 19/b
91448 Emskirchen
Tel.: +49 (0) 9101-9055530
Fax.: +49 (0) 9101-9055539
E-Mail: info@altan-medical.com
Internet: www.altan-medical.com
VAT-No. DE273938430

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir and Madam,

wir können Ihnen die angefragte Maschine - Zwischenverkauf/Irrtümer vorbehalten - unverbindlich wie folgt anbieten:
We can offer you the following requested machine(s) - subject to prior sale:

EKG Gerät

EKG-System GE HealthCare MAC 5500
Serial-No. SCD06415181PA
EKG-Interpretation Marquette 12SL EKG-Analyseprogramm für Erwachsene/Kinder
Computerunterstützte Vermessungen Analyse von 15 Ableitungen, einschließlich der
Vermessung von 3 benutzerdefinierten Ableitungen
Zusätzliche EKG-Funktion Vektorkardiographie
EKG-Analysefrequenz 500 Samples/Sekunde (sps)
EKG-Speicherung 200 EKGs im internen Speicher
Externe Archivierung Secure Digital (SD)-Karte
Digitale Abtastrate 16.000 Samples/Sekunde/Kanal
Prä-Akquisition Ermöglicht eine 10-sekündige sofortige EKG-Akquisition
Herzfrequenzmessung 30 bis 300 Herzschläge $\pm 10\%$ oder 5 Herzschläge/min (der jeweils
größere Wert) Herzfrequenzen außerhalb
dieses Bereichs werden nicht angezeigt

Online-Video-Inspection by Skype-Video
We would be very pleased with your visit - more machines on Stock
Available Immediately - Can be inspect

Standort / Location: On Stock Emskirchen / Nürnberg

Price: 1000 Euro FCA Emskirchen/ Nürnberg

[View: Machine on Website](#)


You are welcome to contact us by Messenger (WhatsApp-Telegram-Viber-Signal): +49(0)178-3648464
Visit our website for the latest used machinery: <https://altan-medical.com/machines-list>

ALTAN-Medical-Service - Zweifelsheimer Weg 19/b - 91448 Emskirchen



ALTAN-Medical-Service

Zweifelsheimer Weg 19/b
91448 Emskirchen
Tel.: +49 (0) 9101-9055530
Fax.: +49 (0) 9101-9055539
E-Mail: [info\(at\)altan-medical.com](mailto:info(at)altan-medical.com)
Internet: www.altan-medical.com
VAT-No. DE273938430



You are welcome to contact us by Messenger (WhatsApp-Telegram-Viber-Signal): +49(0)178-3648464
Visit our website for the latest used machinery: <https://altan-medical.com/machines-list>